

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce coussin de massage Shiatsu pour voiture. Un massage effectué avec le coussin de massage Shiatsu vous apaise en cas de fatigue ou de contractions douloureuses dans la nuque, favorise la circulation sanguine et aide à évacuer le stress. Vous pouvez utiliser le coussin de massage à la maison, au bureau et même dans votre véhicule, grâce à l'adaptateur allume-cigare 12 V.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Étui
- Coussin de massage Shiatsu pour voiture
- Câble d'alimentation
- Adaptateur allume-cigare 12 V
- Mode d'emploi

Utilisation

Le coussin est doté de 4 têtes de massage et convient pour le massage en profondeur des tissus musculaires. Le massage stimule la circulation du sang et peut aider à débloquent certaines tensions présentes en profondeur.

- Branchez le coussin de massage à l'alimentation électrique via l'adaptateur allume-cigare 12 V ou l'adaptateur secteur. L'appareil se trouve alors en mode veille.
- Placez le coussin de massage sur la partie à traiter, au niveau du cou et des épaules.
- Placez l'interrupteur **marche/arrêt** en position **I** pour activer la fonction massage.
- Après le massage, placez l'interrupteur **marche/arrêt** en position **0** pour mettre l'appareil en veille.



NOTE : Un massage ne doit pas durer plus de 20 minutes. Après utilisation, mettez l'appareil en mode veille puis attendez environ 30 minutes avant de l'utiliser à nouveau. N'utilisez pas le coussin de massage sur une peau infectée ou blessée.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement

afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.

- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- N'utilisez pas le produit à proximité d'eau (par exemple : une baignoire, un évier, une douche)
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou l'adaptateur secteur présentent des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique lorsque vous ne l'utilisez pas.
- N'utilisez pas l'appareil de façon continue pendant plus de 20 minutes et, après utilisation, patientez environ 30 minutes avant de l'utiliser à nouveau.
- Attention ! Si vous êtes sous traitement médical ou appartenez à une des catégories de personnes suivantes, demandez conseil à votre médecin pour savoir si vous pouvez utiliser cet appareil ou pas. Pour les catégories de personnes suivantes, l'utilisation de cet appareil est déconseillée : Personnes atteintes d'une maladie cardiaque, équipée d'un stimulateur cardiaque, atteintes d'une tumeur maligne ou souffrant d'ostéoporose.
- N'utilisez pas l'appareil sur une peau infectée ou blessée.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-4979 conforme aux directives 2004/108/CE, 2006/95/CE, et 2011/65/UE actuelles du Parlement Européen.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Kurtasz, A.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
09.09.2013

Caractéristiques techniques

Alimentation	100 à 240 V AC / 12 V DC
Fréquence	50 à 60 Hz
Puissance nominale	18 W
Durée d'utilisation	Jusqu'à 20 minutes max.